

CMS50DL1

Pulsioxímetro

Funciones básicas:

- Muestra los valores de SpO2 y frecuencia de pulso (PR);
- Frecuencia de pulso y gráfico de barras del pulso;
- Indicador de batería baja;
- El oxímetro puede apagarse automáticamente;

Especificaciones técnicas

- **Rango de medición de SpO2:**
0% - 100%;
- **Rango de medición de frecuencia de pulso:**
30 bpm - 250 bpm;
- **Precisión de medición:**
±2% en el rango de 70%-100% de SpO2; por debajo del 70% no se especifica. Para la frecuencia de pulso: ±2 bpm o ±2% (se toma el valor mayor).

- **Resolución:**
1% para SpO2 y 1 bpm para la frecuencia de pulso.
- **Resistencia a la luz ambiental:**
La desviación entre el valor medido bajo luz artificial o luz natural interior y el valor medido en una habitación oscura es menor de ±1%.
- **Rendimiento con baja perfusión:**
SpO2 y la frecuencia de pulso pueden mostrarse correctamente cuando la relación de llenado del pulso es de 0.4%. El error de SpO2 es ±4%; el error de frecuencia de pulso es ±2 bpm o ±2% (se toma el valor mayor).
- **Consumo de energía:**
Menor de 25 mA.
- **Requisitos de alimentación:**
2 pilas alcalinas AAA de 1.5 V (o batería recargable), rango de alimentación: 2.6 V-3.6 V.



Contec Medical Systems Co.,Ltd.

DIR.: N.º 112, Qinhuang West Street, Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico,
Qinhuangdao, Provincia de Hebei, REPÚBLICA POPULAR CHINA
Tel.: 0086-335-8015430
Fax: 0086-335-8015588
E-mail: cms@contecmed.com.cn contec88@gmail.com
Sitio web: <http://www.contecmed.com>

CONTEC se reserva el derecho de modificar y actualizar la apariencia, las especificaciones y las funciones del producto sin previo aviso.
CMS2.782.179EXC/1.1

1.4.03.01.437