



Jirón Buenaventura  
Aguirre 101, Barranco




+51 913 234 352  
+51 972 427 547  
+51 970 235 626



gerencia@bamze.pe  
ventas@bamze.pe  
cotizaciones@bamze.pe



direccion tecnica@bamze.pe



## CANASTILLA (GRADILLA) PARA TRANSPORTE DE MUESTRAS

### DESCRIPCIÓN

La gradilla es una herramienta que forma parte del material de laboratorio, y es utilizada para sostener y almacenar gran cantidad de tubos de ensayo o tubos Eppendorf. La gradilla es utilizada más comúnmente en laboratorios clínicos y en laboratorios de investigación.

### CARACTERÍSTICAS

- CANASTILLA DE ACERO INOXIDABLE 430 PARA TRANSPORTE DE MUESTRAS DE LABORATORIO
- CON ASA DE TRANSPORTE
- CAPACIDAD PARA TRANSPORTAR 10 TUBO DE 12/13 MM O MAYOR CAPACIDAD
- CAPACIDAD PARA TRANSPORTAR 10 LAMINAS DE VIDRIO O MAS
- CON GRADILLA PARA MANTENER LOS TUBOS Y LAMINAS DE VIDRIO EN POSICION VERTICAL
- PARA TRABAJO EN TEMPERATURAS DE +90 GRADOS

### DIMENSIONES APROXIMADA

- 30 X 25 X 15 CM

