

BIOBASE

DESCRIPCIÓN:

La cabina de flujo laminar se utiliza únicamente para la protección de muestras. Es un banco de trabajo o recinto similar que crea un entorno de trabajo libre de partículas mediante la entrada de aire a través de un sistema de filtración y su expulsión a través de una superficie de trabajo en una corriente de aire laminar o unidireccional.

Modelo	BBS-H1300
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.)	1300*820*2040 mm
Tamaño interno (An. x Pr. x Al.)	1200*500*570 mm
Altura de la superficie de trabajo	750 mm
Mostrar	Pantalla LCD
Velocidad del flujo de aire	Promedio de 0,3~0,5 m/s
Material	Cuerpo principal: acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano, Mesa de trabajo: acero inoxidable 304, Ventana lateral y frontal: vidrio templado de 5 mm, anti-UV
Prefiltro	Fibra de poliéster, lavable.
Filtro HEPA	99,995% de eficiencia a 0,3 μ m



BIOBASE

DESCRIPCIÓN:



Ruido	<65 dB
Ventana delantera	Motorizado
Apertura máxima	430 mm
Lámpara LED	12 W*1
Lámpara UV	30 W*1, Emisión de 253,7 nanómetros
Consumo	400 W
Toma de corriente impermeable	Dos, carga total ≤500W
Castor	Rueda universal con patas niveladoras
Fuente de alimentación	CA 220 V ± 10 %, 50/60 Hz; 110 V ± 10 %, 60 Hz
Peso bruto	254 kilos
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.)	1450*1060*1650 mm