



Jirón Buenaventura
Aguirre 101, Barranco



+51 913 234 352
+51 970 235 626
+51 941 314 343



gerencia@bamze.pe
ventas@bamze.pe
cotizaciones@bamze.pe



direcciontecnica@bamze.pe



MICROSCOPIO TRINOCULAR

DESCRIPCIÓN:

Desarrollado para la rutina analítica de diagnóstico clínico y la docencia académica en colegios y universidades. Gracias a su óptica de alta precisión, es ampliamente utilizado en laboratorios histopatológicos y de investigación. Su cabezal trinocular, integra un tercer puerto óptico para instalar una cámara digital (opcional). Potenciando el flujo de trabajo: capturando, grabando y exportando imágenes y videos directamente a su computadora para documentación de

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Cabezal de visualización: Tipo Seidentopf trinocular. Inclinação ergonómica a 45°, rotación de 360°.
- Puerto Trinocular: Tercer tubo óptico vertical dedicado a la conexión de cámaras digitales o sistemas de captura sin interrupción del paso de luz binocular.
- Oculares de fábrica: Par de oculares de campo amplio WF10× / 18 mm. Diseñado para sistemas de longitud de tubo óptica finita de 160 mm.
- Objetivos y aumento: Revólver "portaobjetivos": Mecanismo cuádruple giratorio con topes fijos. Objetivos incluidos: Juego de cuatro objetivos acromáticos DIN: 4X, 10X, 40X, 100X.
- Platina y Sistema de Enfoque: Platina mecánica con superficie de trabajo bidireccional con dimensiones de 115 mm x 125 mm. con pinza de sujeción para láminas portaobjetos. Mando de enfoque: Controles coaxiales macro y micrométricos integrados en ambos lados del chasis. Rango total de movimiento vertical de 20 mm.
- Iluminación y Subplatina: Condensador: Tipo Abbe con apertura numérica (N.A.) de 1.25. Diafragma iris regulable y porta filtros integrado. • Fuente de iluminación: Halógeno que ofrece una luz blanca con baja emisión de calor.
- Dimensiones Físicas: Peso operativo: Peso neto de 5.5 kg (6.0 kg embalado con accesorios básicos).

Premiere®



MARCA: PREMIERE
MODELO: MRJ-136TL